


MAGNEZIX<sup>M3</sup>

# PROGRESSO NELLA CHIRURGIA DEL PEDE

MAGNEZIX® StarFuse

M 7401.001.00111/18



Syntellix AG Aegidientorplatz 2a 30159 Hannover Germany

Distribuito in Italia da : MIT Italia srl via Rocci 32

29122 Piacenza - T. 0523 506221 info@mititalia.it

www.mititalia.it

Innovazioni intelligenti per una vita  
migliore.


[www.syntellix.com](http://www.syntellix.com)

SYNTELLIX

# CARATTERISTICHE

## Disegno delle alette Brevettato

Le 2 piccole alette agiscono come stop meccanico durante l'inserzione e susseguente riduzione della falange distale. Questo innovativo disegno assicura una migliore posizione assiale dell'impianto.



## Profilo a stella

Le scanalature profonde e taglienti offrono un'appropriata stabilità per una buona fissazione




## Punte smusse

La punta smussa assicura il buon posizionamento dell'impianto riducendo il rischio di deviazione assiale del device.




## Disegno conico

La forma conica delle parti prossimali e distali permette un'inserzione facile e veloce. Il disegno conico inoltre migliora l'ancoraggio a press-fit dell'impianto.




## Molteplici taglie

Gli impianti sono disponibili in 2 angoli 0° e 10° con 3 differenti lunghezze distali.



# MAGNEZIX® StarFuse



Cat no	Descrizione	Lungh. Prossim.	Lungh. Dist.	Angolo
1427.126.00	MAGNEZIX® StarFuse Corta 0°	12 mm	6 mm	0°
1427.126.10	MAGNEZIX® StarFuse Corta 10°	12 mm	6 mm	10°
1427.127.00	MAGNEZIX® StarFuse Media 0°	12 mm	7 mm	0°
1427.127.10	MAGNEZIX® StarFuse Media 10°	12 mm	7 mm	10°
1427.128.00	MAGNEZIX® StarFuse Lunga 0°	12 mm	8 mm	0°
1427.128.00	MAGNEZIX® StarFuse Lunga 10°	12 mm	8 mm	10°

Evoluzione nella  
chirurgia del  
piede!

## strumentari



9427.001 MAGNEZIX® StarFuse Alesatore calcar

13 mm



9427.020 punta Ø 1.5 mm, lungh. 85/60 mm per Quick Coupling



9427.003 Punteruolo prox con stop



9427.004 Punteruolo distale con stop



9427.002 MAGNEZIX® StarFuse Pinza